



LIFELINE VIEW

AED TRAINER





LIFELINE VIEW

AED TRAINER



Recharge Battery Pack



Remote Control DTR-400



Training Pad

คุณลักษณะเฉพาะ

- เครื่องสาธิตการกระตุ้นหัวใจ มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา
- ขนาด 18.5x24x5.8 เซนติเมตร
- สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 8 ชั่วโมง
- สามารถจำลองสถานการณ์ได้ 6 รูปแบบ
- สามารถสั่งการด้วยรีโมท คอนโทรล
- ตัวเครื่องมีหน้าจอ แสดง VDO การช่วยเหลือนักเรียน
- ขั้นตอน เพื่อความเข้าใจง่ายต่อการเรียนการสอน

อุปกรณ์ประกอบด้วย

- แบตเตอรี่ลิเทียมแบบชาร์จ 1 ก้อน
- แผ่นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสอน 1 ชุด
- สายชาร์จแบตเตอรี่ 1 ชุด
- รีโมทคอนโทรล 1 ตัว
- คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 1 ชุด