



บริษัท แอลโคเทค จำกัด
308/31-32 อ.พญาเนก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 084-4651199, 086-3302851, 02-8620254

เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ ยี่ห้อ Alcoscan รุ่น AL2500



ข้อมูลโดยรวม

เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ ยี่ห้อ Alcoscan รุ่น AL2500 ระบบการทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจจับเป็นแบบ Semiconductor type alcohol sensor เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับแอลกอฮอล์จากลมหายใจอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้หลอดเป่า แม่นยำและเที่ยงตรง ใช้งานได้ยาวนาน สามารถปรับค่าเซ็นเซอร์ได้ ตัวเครื่องออกแบบมาให้ใช้งานง่าย สะดวก น้ำหนักเบาและประหยัดเวลา รวมถึงราคาที่สามารถเข้าถึงได้

อุปกรณ์ประกอบด้วย

เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ จำนวน	1 เครื่อง
ถ่านอัลคาไลน์ AA	2 ก้อน
คู่มือการใช้งาน	1 ชุด



คุณสมบัติเด่น



บริษัท แอลโคเทค จำกัด

308/31-32 ถ.พญานาค แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร 084-4651199, 086-3302851, 02-8620254

- ระบบการทำงานแบบ Semiconductor type alcohol sensor ทำให้การทำงานของเซ็นเซอร์มีประสิทธิภาพสูง
- ในการตรวจจับแอลกอฮอล์จากลมหายใจ รวดเร็วและแม่นยำ
- สามารถปรับค่าเซ็นเซอร์ได้
- สามารถใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องใช้หลอดเป่า
- มีสัญญาณเสียงบอกสถานการณ์ใช้งาน 3 ระดับ
- ได้รับรองมาตรฐานจาก CE, FDA 510K Listed



SPECIFICATION

ขนาด	104 มม. X 40 มม. X 20 มม.
น้ำหนัก	85 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
เซ็นเซอร์	Semiconductor type alcohol sensor
ตัวบ่งชี้ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (B.A.C)	0.00 – 4.00 % หรือ 0.000 – 0.40 %BAC หรือ 0.00 – 2.00 mg/l BrAC
ค่าความเที่ยงตรง	±0.01%BAC at 0.05% BAC
แบตเตอรี่	ถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA 2 ก้อน
การปรับค่าเซ็นเซอร์	ทุกๆ 6 เดือน หรือ 200-300 ครั้งของการเป่า